

## 兔抗 ZNF19 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ZNF19 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF19 rabbit polyclonal antibody

别名： KOX12

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： ZNF19

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene contains a zinc finger, a nucleic acid-binding domain present in many transcription factors. This gene is located in a region next to ZNF23, a gene also encoding a zinc finger protein, on chromosome 16.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ZNF19
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human ZNF19
<b>Full name:</b>	zinc finger protein 19
<b>Synonyms :</b>	KOX12
<b>SwissProt:</b>	P17023

<b>ELISA Recommended dilution:</b>	500-1000
<b>IHC positive control:</b>	Human esophagus cancer and human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100



