

## 兔抗 SLC30A3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SLC30A3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SLC30A3 rabbit polyclonal antibody

别名： solute carrier family 30 member 3; ZNT3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SLC30A3

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Involved in accumulation of zinc in synaptic vesicles.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	SLC30A3
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human SLC30A3
<b>Full name:</b>	solute carrier family 30 member 3
<b>Synonyms:</b>	ZNT3
<b>SwissProt:</b>	Q99726
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human brain and Human gastric cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	42 kDa
<b>WB Positive control:</b>	K562, Jurkat and 293T cell lysates

WB Recommended dilution: 500-2000



