

兔抗 TMEM9 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TMEM9 多克隆抗体

英文名称： Anti-TMEM9 rabbit polyclonal antibody

别名： transmembrane protein 9; DERM4; TMEM9A

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TMEM9

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May be involved in intracellular transport.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TMEM9
Immunogen:	Fusion protein of human TMEM9
Full name:	transmembrane protein 9
Synonyms:	DERM4; TMEM9A
SwissProt:	Q9P0T7
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-300

