

## 兔抗 EEF1AKMT2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 EEF1AKMT2 多克隆抗体

英文名称： Anti-EEF1AKMT2 rabbit polyclonal antibody

别名： EEF1A lysine methyltransferase 2; Efm4; METTL10; C10orf138

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： EEF1AKMT2

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Protein-lysine methyltransferase that selectively catalyzes the trimethylation of EEF1A at 'Lys-318'.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	EEF1AKMT2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human EEF1AKMT2
<b>Full name:</b>	EEF1A lysine methyltransferase 2
<b>Synonyms:</b>	Efm4; METTL10; C10orf138
<b>SwissProt:</b>	Q5JPI9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human prostate cancer and Human esophagus cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-300



