

## 兔抗 DUSP1/4(Phospho-Ser296/318) 多克隆 抗体

中文名称：兔抗 DUSP1/4(Phospho-Ser296/318) 多克隆抗体

英文名称： Anti-DUSP1/4(Phospho-Ser296/318) rabbit polyclonal antibody

别名： HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10/TYP; HVH2; MKP2; MKP-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： DUSP1/4(Phospho-Ser296/318)

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Dual specificity phosphatase that dephosphorylates MAP kinase MAPK1/ERK2 on both 'Thr-183' and 'Tyr-185', regulating its activity during the meiotic cell cycle.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	DUSP1/4(Phospho-Ser296/318)
<b>Immunogen:</b>	Peptide sequence around phosphorylation site of serine 296/318(I-I-S(p)-P-N) derived from Human MKP-1/2 .
<b>Full name:</b>	dual specificity phosphatase 1/4
<b>Synonyms :</b>	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10/TYP; HVH2; MKP2 ; MKP-2

<b>SwissProt:</b>	P28562/Q13115
<b>WB Predicted band size:</b>	39/43 kDa
<b>WB Positive control:</b>	K562 cells lysates treated with Heatshock
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-1000

