

鞣酸/单宁酸水溶液(5%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

鞣酸又称单宁酸(Tannic acid)，多用于鞣革制剂，CAS 号为 1401-55-4，分子量为 1701.20，鞣酸/单宁酸水溶液(5%)由 5%鞣酸、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
鞣酸/单宁酸水溶液(5%)	100ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、上述试剂均有刺激性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

维多利亚蓝弹力纤维染色液
维多利亚蓝胶原纤维染色液
网状纤维染色液(改良 Gomori 银氨法)
网状纤维染色液(改良 Gomori 银氨法)
透明质酸染色液
醛品红染色液