

阿氏液(Alsever Solution)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

阿氏液又称为 Alsever 液或红细胞保存液，是一种等渗平衡盐溶液，可以保护红细胞，通常用作抗凝剂或血液防腐剂，用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

Alsever Solution 主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠等组成，pH 值为 5.9~6.3，其中柠檬酸钠起到抗凝作用，葡萄糖为细胞提供营养，允许全血在冷藏温度下储存 2 个月而不改变红细胞的活性，该溶液经无菌处理，1~4: 1 稀释后使用。该试剂仅适用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期
阿氏液(Alsever Solution)	100ml/500ml	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般取全血与 Alsever Solution 按 1~4: 1 混合后，4℃保存 2 个月。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免细菌污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

枸橼酸钠抗凝剂(3.2%)
枸橼酸钠抗凝剂(3.2%, 无菌)
枸橼酸钠抗凝剂(3.8%, 无菌)
枸橼酸钠抗凝剂(4%)
枸橼酸钠抗凝剂(4%, 无菌)

