

## 草酸钾-氟化钠抗凝剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

草酸钾能与血液中的钙离子结合形成螯合物，从而阻止血液凝固，草酸钾与氟化钠联合使用不仅可以抗凝而且能够抑制葡萄糖分解。草酸钾-氟化钠抗凝剂特别适用于葡萄糖检测的血液抗凝。该试剂仅适用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期
草酸钾-氟化钠抗凝剂	100ml	1 份	1 年

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应 20~30 倍稀释后使用，即 0.1ml 的草酸钾-氟化钠抗凝剂可抗凝 2~3ml 血液。

### 注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

EDTA. 2K 抗凝剂(10×)
EDTA. 2K 抗凝剂(10×, 无菌)
阿氏液 (Alsever' s+Solution)
草酸钾-氟化钠抗凝剂
肝素钠溶液(0. 1%, 125U_m1)