

肝素钠溶液(0.5%,625U/ml,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

肝素钠(Heparin Sodium) 是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，相对分子量为 15000，肝素钠能与抗凝血酶III结合，促进其对凝血因子XII、XI、X、IX和凝血酶活性的抑制，抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。

肝素钠溶液(0.5%,625U/ml,无菌)经无菌处理，适用于红细胞比容测定，但不适用凝血象和血液学一般检查，因为其可使白细胞聚集，并使血液涂片染色后产生蓝色背景。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期
肝素钠溶液(0.5%,625U/ml,无菌)	10ml-10x10 ml-100ml	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般情况下应 50 倍稀释后使用，即 1ml 的肝素钠溶液(0.5%,625U/ml,无菌)可抗凝约 49ml 血液。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

枸橼酸钠抗凝剂(3.2%)
枸橼酸钠抗凝剂(3.2%, 无菌)
枸橼酸钠抗凝剂(3.8%, 无菌)
枸橼酸钠抗凝剂(4%)
枸橼酸钠抗凝剂(4%, 无菌)

