

无菌去离子水(For Cell Culture)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的物质，CAS 号为 7732-18-5，分子量为 18.02。去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。Deionized Water 经高压灭菌处理，可用于细胞培养，亦可用于其他科研用途。

产品组成：

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 | 说明书 | 有效期 |
|-----------------------------------|-------------|------|-----|-----|
| 无菌去离子水(For Cell Culture) | 500ml/100ml | RT | 1 份 | 1 年 |
| Deionized Water(For Cell Culture) | 500ml/100ml | RT | 1 份 | 1 年 |

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、Deionized Water(For Cell Culture)为无菌溶液，请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

| |
|-----------------------|
| Spinner 盐粉剂(1×, 含酚红) |
| Spinner 盐粉剂(1×, 无酚红) |
| Spinner 盐溶液(1×, 含酚红) |
| Spinner 盐溶液(1×, 无酚红) |
| Spinner 盐溶液(10×, 含酚红) |
| Spinner 盐溶液(10×, 无酚红) |