

## NP-40 溶液(10%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

NonidetP40 也称 NonidetP-40、润湿剂，简称 NP-40，中文名为乙基苯基聚乙二醇，常用做非离子性去污剂、表面活性剂，用途极为广泛。NP-40 溶液(10%)由 NP-40、去离子水组成。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
NP-40 溶液(10%)	100ml/500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Tris-HCl 缓冲液(2mol_L, pH7.0-9.0)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH9.0)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH8.0)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.6)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.5)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.4)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.0-9.0)
Tris-HCl 缓冲液(1mol_L, pH7.0)
Tris-HCl 缓冲液(0.5mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)