

## TCA(5%w/v)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

三氯乙酸(Trichloroaceticacid,TCA)又称为三氯醋酸，分子量为 163.4，CAS 号为 200-927-2，用于有机合成、医药、杀虫剂等。TCA(5%w/v)由 5%的 TCA、去离子水组成，具有刺激性气味和腐蚀性，注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
TCA(5%w/v)	100ml/500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、注意密闭保存，避免挥发和腐蚀物品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (1mol_L, pH6.0)
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (0.1mol_L, pH4.5)
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (0.1mol_L, pH3.0-6.6)
柠檬酸钠 (0.04mol_L)
柠檬酸钠 (0.04mol_L)
柠檬酸钠 (0.04mol_L)
柠檬酸钠 (0.04mol_L)
柠檬酸钠 (0.04mol_L)
尿素洗液 (45%)
明胶水溶液 (5%, 无菌)

