

TCA(50%w/v)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

三氯乙酸(Trichloroaceticacid,TCA)又称为三氯醋酸，分子量为 163.4，CAS 号为 200-927-2，用于有机合成、医药、杀虫剂等。TCA(50%w/v)由 50%的 TCA、去离子水组成，具有刺激性气味和腐蚀性，注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
TCA(50%w/v)	100ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意密闭保存，避免挥发和腐蚀物品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

氯化铵溶液(50mmol_L)
氯化铵缓冲液(0.2mol_L, pH8.0-10.0)
硫酸铁铵溶液(2%)
硫酸镁溶液(1mol_L, 无菌)
硫酸镁溶液(1mol_L)
硫代硫酸钠溶液(5%)
磷酸三钠洗液(5%)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液(1_15mol_L, pH4.92-9.18)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液(0.2mol_L, pH5.8-8.0)
磷酸钠缓冲液(1mol_L, pH5.8-8.0)

