

Tris-HCl 缓冲液(3mol/L,pH7.0~9.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，相对分子量为 121.14,在 25℃下 pKa 为 8.1，Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间。Tris 碱的水溶液 pH 在 10.5 左右，一般加入盐酸调节 pH 值至所需值，即可获得该 pH 值的缓冲液。常用作生物缓冲液，常用 pH 值为 6.8、7.4、8.0、8.8，其 pH 值随温度变化很大。一般来说，温度每升高 1℃，pH 值下降 0.03。1MTris-HClpH8.0 是分子生物学中最常用的试剂之一，用来作为各种缓冲液的基础成分，调节酸碱度，例如配制 Tris-EDTA 溶液，TBE 电泳缓冲液等。

Tris-HCl 缓冲液(3mol/L,pH7.0~9.0)采用进口 Tris、去离子水配制而成，未经 15psi 高压灭菌处理，被广泛用作核酸和蛋白质的溶剂，pH 可根据客户需要在 7.0~9.0 之间定制。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
Tris-HCl 缓冲液(3mol/L,pH7.0~9.0)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

乙酸铵溶液(1mol_L, 无菌)
乙酸铵溶液(10mol_L, 无菌)
乙酸-EDTA 缓冲液(pH5.5)
无菌双蒸水
胃蛋白酶合剂
未做 MES 溶液(0.1mol_L)

