

二甲苯青 FF 溶液(1%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

二甲苯青 FF(XyleneCyanolFF)又称二甲苯苯胺，分子量为 538.6，CAS 号为 2650-17-1，用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳的示踪染料，多与溴酚蓝一起使用。二甲苯青 FF 溶液(1%)由二甲苯青 FF、去离子水组成，该溶液呈青绿色。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
二甲苯青 FF 溶液(1%)	10ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

SDS 溶液 (20%)
SDS 溶液 (10%, pH7.2)
SDS 溶液 (10%)
ProClin+300 抑菌剂
pH 计电极保护液
PBS-BSA 溶液 (0.1%BSA, 无菌)
NP-40 溶液 (10%)
MES+buffer (0.1mol/L, pH8.0)
MES+buffer (0.1mol/L, pH6.5)
MES+buffer (0.1mol/L, pH6.0)

