

甘油溶液(10%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介:

丙三醇又称甘油(Glycerol)，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭\有暖甜味，国家标准称为甘油，能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等，分子量为 92.09，CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分，当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中，因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸，可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(10%)主要由优级甘油、去离子水等组成，未经无菌处理，常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书
甘油溶液(10%)	100ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考):

1、稀释至恰当浓度后使用。

注意事项:

- 1、避免细菌等污染。
- 2、甘油溶液(10%)稍微粘稠，应充分混匀后使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

甘氨酸缓冲液 (0.2mol/L, pH2.2-10.6)
甘氨酸缓冲液 (0.1mol/L, pH2.2-10.6)
甘氨酸缓冲液 (0.05mol/L, pH8.6-10.6)
甘氨酸缓冲液 (0.05mol/L, pH2.2-3.6)
二甲苯青 FF 溶液 (2.5%)

