

## 甘油溶液(20%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

丙三醇又称甘油(Glycerol)，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭\有暖甜味，国家标准称为甘油，能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等，分子量为 92.09，CAS 号为 56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分，当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中，因此甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸，可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(20%)主要由优级甘油、去离子水等组成，未经无菌处理，常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
甘油溶液(20%)	100ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、稀释至恰当浓度后使用。

### 注意事项：

- 1、避免细菌等污染。
- 2、甘油溶液(20%)稍微粘稠，应充分混匀后使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

水合氯醛溶液 (50%w_v)
牛血清白蛋白溶液 (1%+BSA)
牛血清白蛋白溶液 (10%+BSA)
牛血清白蛋白溶液 (5%+BSA)
琥珀酸钠溶液 (0.1mol_L)

