

琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

琥珀酸钠(Sodiumsuccinate)又称丁二酸钠，分子量为 162.5，CAS 号为 150-90-3，可用作食品添加剂，亦可用于生命科学领域作为免疫组化或染色的辅助试剂；琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)由琥珀酸钠、去离子水等组成。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)	100ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

氯化铵溶液(5mol_L)
氯化铵溶液(50mmol_L)
氯化铵缓冲液(0.2mol_L, pH8.0-10.0)
硫酸铁铵溶液(2%)
硫酸镁溶液(1mol_L, 无菌)
硫酸镁溶液(1mol_L)
硫代硫酸钠溶液(5%)
磷酸三钠洗液(5%)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液(1_15mol_L, pH4.92-9.18)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液(0.2mol_L, pH5.8-8.0)

