

## 磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH7.5)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

平衡盐溶液(BalancedSaltSolution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH7.5)由磷酸氢二钠和磷酸二氢钠按不同比例混合而得，磷酸根浓度为 0.5mol/L，pH 值约为 7.5，属于 pH 缓冲液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
磷酸钠缓冲液(0.5mol/L,pH7.5)	500ml	4℃	1 份

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、避免磷酸盐交叉污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

实验动物脱毛剂(II)
实验动物脱毛剂(III)
实验动物脱毛剂(IV)
尿素洗液(45%)
无菌双蒸水
明胶水溶液(1%)
明胶水溶液(1%, 无菌)
明胶水溶液(2%, 无菌)

