

## 磷酸三钠洗液(5%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

磷酸钠(Trisodium phosphate)又称磷酸三钠，化学式为  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ，水溶液呈强碱性，磷酸三钠洗液(5%)可洗涤油污，但所洗的仪器不适用于磷的检测。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
磷酸三钠洗液(5%)	500ml	4℃	1份

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、可浸泡 24h 或煮沸以便去除油污。

### 注意事项：

- 1、该试剂呈强碱性，有腐蚀性。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

磷酸钾缓冲液(0.1mol/L, pH5.8-8.0)
磷酸钾缓冲液(0.01mol/L, pH5.8-8.0)
琥珀酸钠溶液(1%)
琥珀酸钠溶液(0.1mol/L)
合成血液(YY+0469)
合成血液(GB+19083)
甘油溶液(75%, 无菌)
甘油溶液(75%)
甘油溶液(20%, 无菌)
甘油溶液(20%)

