

硫酸镁溶液(1mol/L)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

硫酸镁(Magnesiumsulphate)分子量为 120.39，分子式为 $MgSO_4$ ，用途极为广泛，可用于医药、工业、饲料等领域，硫酸镁通常含有 7 个分子的结晶水，即 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ；硫酸镁溶液(1mol/L, 无菌)由硫酸镁、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
硫酸镁溶液(1mol/L)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

氯化铵溶液 (50mmol/L)
氯化铵缓冲液 (0.2mol/L, pH8.0-10.0)
硫酸铁铵溶液 (2%)
硫酸镁溶液 (1mol/L, 无菌)
硫酸镁溶液 (1mol/L)
硫代硫酸钠溶液 (5%)
磷酸三钠洗液 (5%)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (1_15mol/L, pH4.92-9.18)
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (0.2mol/L, pH5.8-8.0)
磷酸钠缓冲液 (1mol/L, pH5.8-8.0)

