

硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

硫酸镁(Magnesiumsulphate)分子量为 120.39，分子式为 $MgSO_4$ ，用途极为广泛，可用于医药、工业、饲料等领域，硫酸镁通常含有 7 个分子的结晶水，即 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)由硫酸镁、去离子水组成，经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
硫酸镁溶液(1mol/L,无菌)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

氯化锂乙醇溶液(1mol_L)
氯化锂溶液(1mol_L, 无菌)
氯化钾溶液(3.5mol_L, 无菌)
氯化钾溶液(3.5mol_L)
氯化钾溶液(1mol_L)
氯化钾饱和溶液
氯化钙溶液(2.5mol_L, 无菌)
氯化钙溶液(1mol_L, 无菌)
氯化钙溶液(1mol_L)
氯化铵溶液(5mol_L)

