

氯化钙溶液(2.5mol/L,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

氯化钙(Calciumchloride)分子量为 110.98，分子式为 CaCl₂，CAS 号为 25094-02-4，是典型的离子型卤化物，是多种科研试剂的基础成分，亦可用作干燥剂等。氯化钙溶液(2.5mol/L,无菌)由氯化钙、去离子水组成，经高压灭菌处理。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
氯化钙溶液(2.5mol/L,无菌)	100ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

TES 缓冲液 (1×, pH7.5)
TESCA 缓冲液 (pH7.4, 无菌)
TEA 溶液 (0.05mol/L)
TCA (50%w/v)
TCA (5%w/v)
TCA (20%w/v)
TCA (10%w/v)
STE 缓冲液 (pH8.0)
SDS 溶液 (30%)
SDS 溶液 (20%, pH7.2)