

牛血清白蛋白溶液(1%BSA)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

牛血清白蛋白溶液(1% BSA)是用于包被、蛋白添加剂等多种用途的试剂，主要由 BSA(组分 V)、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
牛血清白蛋白溶液(1%BSA)	100ml	4℃	1份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、小心操作，尽量避免细菌污染。
- 2、含有 BSA 的溶液颜色容易发黄，有泡沫，一般不影响使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris-HCl 缓冲液(0.05mol_L, pH7.4, 无菌)
Tris-HCl 缓冲液(0.05mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)
Tris-HCl 缓冲液(0.01mol_L, pH7.0-9.0, 无菌)
Tris-HCl 缓冲液(0.01mol_L, pH7.0-9.0)
Tris-HCl 缓冲液(0.001mol_L, pH7.0-9.0)
Tris-BSA 溶液(0.1mol_L, pH7.0)
Tris-BSA 溶液(0.02mol_L, pH7.0)
TES 缓冲液(10×, pH7.5)
TES 缓冲液(1×, pH7.5)
TESCA 缓冲液(pH7.4, 无菌)

