

## 乙酸钠溶液(3mol/L,pH5.0,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。NaAc(3mol/L,pH5.0,无菌)主要由3MNaAc、HAc等组成，调节pH值至5.0，经高压灭菌，常用于DNA乙醇沉淀等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
乙酸钠溶液(3mol/L,pH5.0,无菌)	500ml	4℃	1份

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、操作过程中注意无菌操作。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

磷酸钾缓冲液(0.2mol_L, pH5.8-8.0)
磷酸钾缓冲液(0.5mol_L, pH5.8-8.0)
磷酸钾缓冲液(1mol_L, pH5.8-8.0)
糖化血红蛋白溶血剂
胃蛋白酶合剂
草酸洗液(10%)
葡萄糖溶液(10%, 无菌)
葡萄糖溶液(1mol_L, 无菌)
葡萄糖溶液(20%, 无菌)
葡萄糖溶液(50%, 无菌)

