

## 蔗糖咪唑溶液(1.1mol/L,pH7.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

蔗糖咪唑溶液(1.1mol/L,pH7.0)由 1.1M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成，主要用于从酵母细胞中分离质膜。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
蔗糖咪唑溶液(1.1mol/L,pH7.0)	100ml	RT	1 份	1 年

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作，预冷至 4℃使用。

### 注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

蔗糖咪唑溶液 (2. 25mol_L, pH7. 0)
植物氨基酸(AA)提取试剂
植物过氧化氢酶(CAT)提取试剂
植物过氧化物酶(POD)提取试剂
植物酸性磷酸酶(ACP)提取试剂
植物氨基酸(AA)提取试剂