

HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

HEPES-CHAPS 缓冲液主要由 25mM HEPES、DTT、0.1%CHAPS、蛋白酶抑制剂等组成，pH 值约为 7.5，多用于 Caspase 分析。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)	100ml	RT	1 份	6 个月

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1 法)
台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒
乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒
罗丹明 123 溶液(0.5mg/ml)
PIPES 溶液(1mol/L, pH9.4)