

CA 缓冲液(pH7.5)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

CA 缓冲液(pH7.5)由 0.25M 蔗糖、20mM HEPES、50mM 氯化钾等组成，含有少量氯化镁和 DTT，主要用于制备细胞悬液，进行 caspase 分析。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
CA 缓冲液(pH7.5)	100ml	RT	1 份	6 个月

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

JC-1 溶液 (2mmol_L)
HEPES-CHAPS 缓冲液 (pH7.5)
CCCP 溶液 (10mmol_L)
CA 缓冲液 (pH7.5)
ABTS 试剂
ABTS 缓冲液 (pH5.0)