

人工结肠液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

人工结肠液其英文表述为 Artificial colonic fluid，是模拟结肠液的组分和 pH 值的一种溶液。人工结肠液主要由磷酸盐、氨水等组成，经无菌处理。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
人工结肠液	500ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、根据具体实验要求操作。

注意事项：

- 1、人工结肠液非无菌溶液，如有无菌要求，应注意 0.22 μm 过滤除菌操作。
- 2、人工结肠液需密闭保存，一旦开封应立即使用，否则效率下降。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

生理盐水(家禽专用, 无菌)
生理盐水(淡水动物专用, 无菌)
精子冷冻保护剂(GEYC)
精液保存稀释液
精液保存稀释粉剂
PBS-EDTA 溶液(PE, 10mmol_L)