

## 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.05mol/L,pH9.16-10.83)

常规缓冲液，碳酸盐缓冲液 主要由碳酸钠和碳酸氢钠组成,即分别配制 0.05mol/L 碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液,按照不同比例混合成相应 pH 值,其终浓度为 0.05mol/L, 客户可以选择的 pH 值为 : 9.16,9.4,9.51,9.79,9.9,10.14,10.28,10.53,10.83。注意密闭保存。