

MES buffer(0.05mol/L,pH6.0)

产品简介:

2-(N-吗啉)乙磺酸简称 MES, 分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$, 相对分子量为 195.24, CAS 号为 4432-31-9。MES 常用作生物缓冲液, 在 $25^{\circ}C$ 下 pKa 为 6.15, 有效缓冲范围在 pH5.5~6.7 之间, 常用 pH 值为 5.5、6.0、6.5。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。