

硫酸卡那霉素溶液(Kanamycin,100mg/ml)

说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

广谱抗生素,与 70S 核糖体亚基结合,并抑制革兰阴性菌、革兰阳性菌、支原体。无菌溶液。一般工作浓度为 10~50ug/ml,经过滤除菌。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。