

PEG3350 溶液(50%,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

聚乙二醇诱导细胞融合，可用作融合剂，以获得生产单克隆抗体的杂交瘤细胞，诱导细胞杂交。也可用于酵母转化。无菌溶液，由 DPBS(pH7.4)和 PEG33500 或称聚乙二醇 3350 组成，经无菌处理。体外培养的单层贴壁细胞或悬浮细胞均可以做融合，但成功概率较大的是单层贴壁细胞。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。