

PM 脉冲缓冲液(电诱导细胞融合)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

电诱导细胞融合试剂，用于清洗 B 淋巴细胞和骨髓瘤细胞，以及作为加交流、直流电场时的介质。无菌溶液。由蔗糖、醋酸镁、醋酸钙等组成。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。