

磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁,含酚红)

说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

很常用的磷酸盐缓冲溶液,又称 Dulbecco 磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS 溶液或 DPBS 溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途经高压灭菌处理。主要由 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄、酚红等组成,pH 值为 6.6-7.0 左右,10 倍稀释后 pH 值为 7.2-7.5。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。