

地衣红乙醇溶液(1%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

地衣红又称苔红素，CAS 号 1400-62-0，分子量为 500.51，是生物媒染剂，可以 HbsAg 和鞭毛等进行染色。Leagene 地衣红乙醇染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、乙醇等组成，呈酸性，操作简单、特异性高，但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。该染色液仅用于科研领域，不用于临床诊断或治疗。

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。