

新型隐球菌染色液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

荚膜染色,负染色液,主要用于新型隐球菌、某些病毒的染色。染色后的样品图像呈现透明的亮光,而背景图像呈黑色。

墨汁荚膜染色对于观察新型隐球菌有很好的作用，印度墨汁 (India Ink)属于非常优质的墨汁，新型隐球菌菌体周围存在粘多糖荚膜物，用印度墨汁染色法能证明荚膜的存在。染色后新型隐球菌的荚膜取代了墨汁中的胶状碳粒，菌体被清楚无色透明的晕圈环所绕着。