



# 木栓化细胞壁染色液(苏丹染色法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

主要用于新鲜组织切片以及经乙醇、FAA 固定液固定、冰冻干燥的组织切片等样本的角质化细胞壁或者栓质化细胞壁的染色观察，如有，则有橘红色的颜色反应。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。