

乙酸钠溶液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

乙酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6,无菌)是乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得，其乙酸根浓度为 0.1mol/L，主要用于提供乙酸根、分析试剂、调节 pH 值，客户根据需要可选 pH3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6，经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
乙酸钠溶液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、注意密闭保存，否则 pH 值会升高。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

碳酸钠洗液(10%)
碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L, pH9.16-10.83)
痰消化液(Sputasol 法)
水合氯醛溶液(50%w_v)
水合氯醛溶液(5%w_v)
水合氯醛溶液(10%w_v)

实验动物脱毛剂(IV)

实验动物脱毛剂(III)

实验动物脱毛剂(II)

实验动物脱毛剂(I)
