

## $\alpha$ -乙酸萘酚酯酶染色液( $\alpha$ -NAE 法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 摘要

又称非特异性酯酶染色液,可用于血液、骨髓或细胞涂片、冰冻切片的非特异性酯酶染色,亦可作氟化钠抑制试验

### 产品介绍

又称非特异性酯酶染色液,可用于血液、骨髓或细胞涂片、冰冻切片的非特异性酯酶染色,亦可作氟化钠抑制试验其原理是细胞中的非特异性酯酶将 $\alpha$ -乙酸萘酚水解产生 $\alpha$ -萘酚, $\alpha$ -萘酚再与重氮盐偶联,生成不溶性有色沉淀,定位于细胞质。