

Ringer's 液(哺乳动物专用)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Ringer's 液(哺乳动物专用)又称林格氏液、复方氯化钠溶液，属于平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)的一种，BSS 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。