

人工汗液(碱性,ISO 105/E04)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

适用于文玩、首饰、电脑、手机等各行各业的耐汗牢度和耐腐蚀性的模拟实验,用于检测人体接触物的使用寿命。又称人工汗液模拟液、人工汗水、人工汗、人体汗液、人工合成汗水、人工合成汗液、人工模拟汗液、人工耐汗测试试剂等人工汗液与真实的人体汗液相似度大于99.5%,pH值4.7较常用,亦可根据客户需求定制:2.6、4.0、4.5、4.7、5.0、5.5、8.0、8.5、8.8。符合以下标准:ISO 3160-2,ISO 105-E04,ISO 12870,EN 1811:2011,EN 6128:2011等。