

人工汗液(强酸性,AATCC 15-2002)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

适用于文玩、首饰、电脑、手机等行业的耐汗牢度和耐腐蚀性的模拟实验,用于检测人体接触物的使用寿命。又称人工汗液模拟液、人工汗水、人工汗、人体汗液、人工合成汗水、人工合成汗液、人工模拟汗液、人工耐汗测试试剂等人工汗液与真实的人体汗液相似度大于99.5%,pH值4.7较常用,亦可根据客户需求定制：2.6、4.0、4.5、4.7、5.0、5.5、8.0、8.5、8.8。符合以下标准：ISO 3160-2,ISO 105-E04,ISO 12870,EN 1811：2011,EN 6128:2011等。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。