

硫酸鱼精蛋白溶液(10%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

硫酸鱼精蛋白(Protamine Sulfate)是从鱼类新鲜成熟精子中提取的一种碱性蛋白质的硫酸盐，具有强碱性基团，在生物体内可与强酸性的肝素结合，形成稳定的复合物，从而使肝素失去抗凝能力。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
硫酸鱼精蛋白溶液(10%)	5ml	4℃	1 份	6 个月

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (45%, 43.4_1.6)
Acr-Bis 粉剂 (40%, 19_1)
Ammonium+persulfate (APS)
DTT 溶液 (1mol_L)
IEF 电极缓冲液 (10×, pH4.0-6.5)
IEF 电极缓冲液 (10×, pH5.0-8.0)