

Acr-Bis(22.2%:0.6%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(22.2%:0.6%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 22.2:0.6，丙烯酸胺总量为 22.8%，常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Acr-Bis(22.2%:0.6%)	500ml	1 份	1 年	4℃避光

操作步骤(仅供参考)：

1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项：

- 1、 Acr-Bis(22.2%:0.6%)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

Acr-Bis (30%_1.6%, 活性炭处理)
Acr-Bis (30%_1.8%)
Acr-Bis (37.5%_1%)
Acr-Bis (40%, 29_1)
Acr-Bis (40%, 37.5_1)
Acr-Bis (40%, 37_1)