

Acr-Bis(29.1%: 0.9%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介:

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(29.1%: 0.9%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29.1:0.9，丙烯酸胺总量为 30%，常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。

产品组成:

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Acr-Bis(29.1%: 0.9%)	100ml/500ml	1 份	1 年	4℃避光

操作步骤(仅供参考):

1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项:

1、 Acr-Bis(29.1%:0.9%)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (40%, 38.4%_1.6%)
Acr-Bis (40%, 39_1)
Acr-Bis (40%, 49_1)
Acr-Bis (40%_2%)
Acr-Bis (45%, 43.4_1.6)
Acr-Bis 粉剂 (40%, 19_1)