

甘油-甲基绿溶液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

甘油-甲基绿溶液由甘油、甲基绿等组成，常用于分离组蛋白。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
甘油-甲基绿溶液	50ml	4℃	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)
Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(1×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)