

HBS 缓冲液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

HBS 缓冲液又称 HSB 缓冲液，由 Tris-HCl、氯化钠等组成，含微量 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，该试剂经过高压灭菌，可用于鉴定新转录的 RNA 或其他常规用途。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
HBS 缓冲液	500ml	1 份	6 个月	RT

操作步骤(仅供参考)：

1、无需配制，直接使用。

注意事项：

1、应注意无菌操作，避免被微生物污染。

- 2、该试剂经高压灭菌处理。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

DNA 非变性加样缓冲液
DTT-PBS 溶液
DTT 溶液
DTT 溶液
EX+Taq+DNA+Polymerase
GoldView(10000×)