

Tris-EDTA 缓冲液(1xTE,pH7.6)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-EDTA 缓冲液简称 TE，即 Tris-EDTA buffer(10mM Tris，1mM EDTA pH7.4)，用于溶解 DNA、保存 DNA 等，是常用分子生物学试剂。其主要原理是溶液中的金属离子容易破坏 DNA，而 EDTA 可以螯合金属离子以达到保护 DNA 的目的。该试剂经高压灭菌处理。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。