

苯肼溶液(2.5%,pH7.0)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

苯肼(Phenylhydrazine)又称苯基联胺，CAS 号为 100-63-0，分子量为 169.22，在农药生产上用于合成有机磷杀虫剂三唑磷、哒嗪硫磷等的中间体，亦可与糖的醛、酮基反应。苯肼溶液(2.5%,pH7.0)由苯肼、无菌氯化钠等组成，调 pH 值至 7.0，避免接触空气。等组，主要用于鉴定 DNA。

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、一般按单次使用量分装成小分，一旦融化使用，剩余的液体应丢弃。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。